

# TÄRKEÄÄ TUOTETIETOA

## Mahdollinen virheellinen verensokerin mittaustulos

Potilaan nimi

**Kehotamme käyttämään AINOASTAAN glukoosispesifisiä verensokerimittareita ja testiliuskoja. Nämä menetelmät ovat yleisiä laboratoriokäytössä. Ottakaa yhteys verensokerimittarien ja testiliuskojen maahantuojaan verensokerimääritysmenetelmän selvittämiseksi.**

Glukoosidehydrogenaasi-pyrrolokinoliinikini (GDH-PQQ) tai glukoosi-dye-oksidoreduktaasi entsyymimäärityksiin perustuvia verensokerimittareita ja testiliuskoja EI PIDÄ käyttää. Lisäksi joitakin tiettyjä glukoosidehydrogenaasi-flaviiniadeniinidinukleotidi (GDH-FAD) entsyymimäärityksiin perustuvia verensokerimittareita ja testiliuskoja EI PIDÄ käyttää. Maltoosin vaikutuksesta näillä mittareilla voidaan saada virheellisesti kohonneita verensokerin mittaustuloksia potilailla, jotka käyttävät **EXTRANEAL**ia (ikodekstriini 7,5 %). Virheellisen kohonneen verensokerin mittaustuloksen vuoksi todellista hypoglykemiaa voi olla vaikea havaita tai hyperglykemiadiagnoosi voi olla virheellinen, mistä voi olla vakavia seurauksia.

Lisätietoja ja lista sopivista verensokerimittareista on osoitteessa [www.glucosafety.com](http://www.glucosafety.com)

Käyttää **EXTRANEAL** (ikodekstriini 7,5 %) peritoneaaliallysiinestettä

Päivitetty lokakuussa 2024. v 4.1

**Vantive**

Vantive ja Extraneal ovat Vantive Health LLC:n tai sen tvtärvtöiden tavaramerkkeiä.